



## BBV internes Litzenspannverfahren Typ i

### Übersicht Verankerungen


#### 1. Spannanker (S) und Festanker (F) BBV L 3 – BBV L 9




#### 2. Spannanker (S) und Festanker (F) BBV L 12 – BBV L 31



#### 3. Festanker (Fe) BBV L 3 – BBV L 9



#### 4. Festanker (Fe) BBV L 12 – BBV L 31



BBV internes Litzenspannverfahren Typ i  
 140 mm<sup>2</sup> und 150 mm<sup>2</sup> Litzen mit nachträglichen Verbund

Übersicht Verankerungen  
 Technische Angaben  
 BBV L3 i – L31 i

Anlage 1